

SureProtein™ WPI 8855

澄清型分離乳清蛋白



原料概述

分離乳清蛋白 8855 蛋白質含量>90%(以乾基計)，具有無與倫比的清淡口味，相較於其他食品中的其他蛋白質，他的支鏈胺基酸與亮胺酸含量更高，在PH<3.7的環境中可保持澄清。WPI8855具有低脂(0.1%)、低乳糖(0.1%)及低礦物質組成，有利於應用於各種飲料配方及特殊營養配方。

原料特性

- **酸性配方中擁有良好的穩定性:** 我們的澄清蛋白在飲料保存期間出現絮凝的發生率極低。
- **礦物質含量低:** 與膜過濾分離乳清蛋白相比，低礦物質可提供配方靈活性並易於最終產品的水合作用。
- **靈活多樣的應用:** 可用於不同形式的食品類別並提供增強高蛋白，例如凝膠和注射劑。
- **清真食品Halal、猶太食品kosher認證**

對消費者的關鍵益處

- **強效蛋白質支持肌肉健康:** SureProtein™ Clear WPI 8855 富含支鏈胺基酸，在所有乳蛋白中亮胺酸含量最高，可提供優質蛋白質，支持肌肉組織的生長。
- **保留生物活性:** 主要的生物活性成分包括 α 乳清蛋白和 β 乳球蛋白。
- **純淨風味和高透明度:** 酸性條件下，終端產品澄清透明、風味清爽獨特，帶來愉悅的消費體驗。

產品應用

- ✓ 酸性蛋白水、氣泡飲
- ✓ 高蛋白果凍
- ✓ 強化乳清的果汁或水果慕斯
- ✓ 管灌食品:高蛋白軟質凝膠

應用範例 - 4% 蛋白水

清爽的高蛋白飲料(4%)，每500毫升含有20克蛋白質。
在運動前，運動中和運動後補充水分解渴，並提供能量和幫助肌肉修復。

- ✔ 零脂肪、零乳糖
- ✔ 低糖、低熱量
- ✔ 支持體重管理，肌肉健康
- ✔ BCAA含量高達5.4 (每500毫升)

營養資訊

成分: 水、SureProtein™ WPI 8855、磷酸、檸檬酸、香精、甜味劑、色素。
過敏原：牛奶
計算基於每分16 盎司(500毫升)。

*每日參考值百分比 (DV) 是基於美國農業部推薦值計算，表示該一份食物中的營養成分對日常飲食有多少貢獻。一般營養建議每天 2,000 卡路里的熱量。


*基於攝取16盎司/500 毫升的份量來計算。

	每100毫升	每日所需參考值%*
熱量 (Cal)	17	
脂肪 (g)	0	0%
飽和脂肪 (g)	0	0%
反式脂肪 (g)	0	
碳水化合物 (mg)	0	0%
碳水化合物總量	0	0%
膳食纖維	0	0%
糖(g)	0	
蛋白質 (g)	4	25%
鈉 (mg)	6	<1%
鈣(mg)	2.4	<1%
鉀(mg)	3	<1%
鎂(mg)		0%
氯化物 (mg)		0%

2.5克亮胺酸為肌肉合成的啟動值

SureProtein™ WPI8855 是最有效率的乳清蛋白，與其他乳製品蛋白質和非乳製品蛋白質相比，僅需少量的WPI8855即可獲取肌肉合成啟動值2.5克亮胺酸。

滿足 2.5 克亮胺酸所需的產品克數



產品概念旨在展示我們的原料是如何製作出優質產品，讓您的消費者同時受益。本文內容基於本文撰寫時，我們原料的性質和特點。此內容不構成我方對原料的特性、功能或潛在應用的陳述和保證。如需確認相關事宜，務必查詢和了解我方詳細的產品規格，並考慮您的具體情況及相關市場的法規。NZMP、nzmp droplet 及 SureProtein™ 是恆天然合作集團有限公司的商標。